

1. Ваш протез изготовлен из нейлона. Это надёжный и долговечный материал, который не провоцирует онкологические заболевания, но требует особого ухода.
2. Когда Вы чистите свои зубы зубной щёткой с пастой, протез необходимо снять!
3. Никогда не применяйте для чистки нейлонового зубного протеза абразивные средства: жесткие зубные щётки, зубные пасты, порошки и т.д. Они царапают поверхность протеза, он становится матовым, шершавым. Если это произошло, нужно отдать протез в нашу клинику для профессиональной чистки.
4. После еды промойте нейлоновый зубной протез, особенно межзубные промежутки под струей воды МЯГКОЙ зубной щёткой, для удаления остатков пищи.
5. Ежедневно на 10-15 мин замачивайте Ваш нейлоновый зубной протез в горячем
6. (60-70 градусов) чистящем растворе таблетки «Корега» или Протефикс «Валклин» которые продаются в аптеках.
7. Время от времени можно оставлять протез в чистящем растворе на ночь.
8. Если Вы оказались вдали от цивилизации, советуем чистить нейлоновый протез мягкой зубной щёткой и обычным мылом.
9. Два раза в год нейлоновый зубной протез необходимо сдавать в нашу клинику для профессиональной чистки.